



# شرکت نگارین طب بهنام

( تولیدکننده کیت های آزمایشگاهی )

در دمای ۲۰-: ۶ هفته پایدار است.  
نمونه ادرار قبل از آزمون باید ۱:۱۰۰ رقیق شود و در هنگام محاسبه غلظت نهایی در رقت ضرب شود.

## NOVIN BIO KIT UREA Ref:N412

### پارامتر های تست:

روش: UV

طریقه خوانش: Fixed-Time

منحنی واکنش: Decreasing

طول موج: (340 nm)

دما: 37°C


### مورد مصرف:

این آزمون برای اندازه گیری میزان اوره در سرم در نظر گرفته شده است.

### اهمیت بالینی:

اوره مهمترین محصول نهایی نیتروژن دار کاتابولیسم پروتئین است. افزایش اوره در خون مربوط به ازتمی یا هایپراورمی است. تعیین میزان اوره و کراتینین به طور همزمان برای تفکیک ازتمی پیش کلیوی و پس کلیوی انجام می شود. ازتمی پیش کلیوی در نتیجه افزایش کاتابولیسم پروتئین، دهیدراتاسیون، درمان با کورتیزول و کاهش فیلتراسیون کلیوی ایجاد و باعث افزایش میزان اوره می گردد، در حالی که میزان کراتینین در محدوده مرجع باقی می ماند. در ازتمی پس کلیوی که در نتیجه انسداد دستگاه ادراری ایجاد می گردد، مقادیر اوره و کراتینین با هردو افزایش می یابد. البته کراتینین به میزان کمتری افزایش دارد.

### مبنای تست:



• تبدیل NADH به NAD باعث کاهش جذب نوری می گردد.

### ترکیب محلول ها:

معرف شماره ۱:

Tris Buffer	Ph 7.8	120 mmol/L
2-Oxoglutarate		7 mmol/L
ADP		0.6 mmol/L
Urease		≥6 kU/L
GLDH (Glutamate dehydrogenase)		≥1 kU/L

معرف شماره ۲:

NADH	≤0.25 mmol/L
------	--------------

### آماده سازی محلول ها:

معرف های ۱ و ۲ بصورت آماده مصرف می باشند. می توانید برای انجام تست، بصورت تک محلول از معرف ۱ چهارقسمت و معرف ۲ یک قسمت بایکدیگر مخلوط نمایید.

برای مثال: 4mL(R1) + 1mL(R2) مخلوط نمایید.

### پایداری محلول و نگهداری آن:

تا تاریخ مندرج روی ویال ها در دمای ۲-۸°C پایدار میباشد و در صورت مخلوط نمودن معرف های ۱ و ۲ با یکدیگر، ۲ روز پایدار می باشد.

نکته: پایداری بر روی دستگاه، به شرایط نگهداری و

آلوده نشدن آن بستگی دارد.

### نمونه:

اوره در سرم و ادرار:

در دمای ۲-۸°C ۳ روز

نمونه	کالیبراتور / استاندارد	پلنک	معرف
1000µL	1000µL	1000µL	معرف ۱
	10µL		کالیبراتور / استاندارد
10µL			نمونه
پس از مخلوط نمودن معرف شماره ۱ و نمونه، ۵ دقیقه در ۳۷°C انکوبه نمایید و سپس معرف شماره ۲ را اضافه نمایید.			
250µL	250µL	250µL	معرف ۲
پس از مخلوط نمودن در دمای ۳۷°C اولین جذب نوری را بعد از ۳۰ ثانیه و سپس دقیقاً بعد از ۶۰ ثانیه دومین جذب نوری را اندازه گیری نمایید.			

### محاسبه:

در سرم:

$$\text{UREA(mg/dL)} = \frac{\Delta A \text{ Sample}}{\Delta A \text{ STANDARD}} \times \text{Conc Of Standard}$$

در ادرار راندوم:

$$\text{UREA(mg/dL)} = \frac{\Delta A \text{ Sample}}{\Delta A \text{ STANDARD}} \times \text{Conc Of Standard} \times 51$$

در ادرار ۲۴ ساعته:

$$\text{UREA(g/24h)} = \frac{\text{Urine Urea} \left(\frac{\text{mg}}{\text{dL}}\right) \times \text{Urine Volume (ml)}}{100000}$$

ضریب تبدیل واحد:

$$\text{Urea(mg/dL)} \times 0.1665 = \text{Urea (mmol/L)}$$

$$\text{Urea(mg/dL)} \times 0.467 = \text{BUN (mg/dL)}$$

$$\text{Bun(mg/dL)} \times 2.14 = \text{Urea (mg/dL)}$$

مقادیر نرمال:

نمونه های سرم:



# شرکت نگارین طب بهنام

( تولیدکننده کیت های آزمایشگاهی )

## مقایسه روش:

در مقایسه انجام شده جهت ارزیابی کیت Urea برند NOVIN BIO KIT (Y) با یکی از متداول ترین کیت‌های Urea داخلی (X) بر روی ۷۰ نمونه بیمار نتیجه زیر حاصل شد.

$$Y = 0.033 + 0.99 X$$

$$r : 0.999$$

## تداخلات:

هیچ تداخلی در حضور موارد ذیل مشاهده نشد:

Hemoglobin	≤ 500 mg/dL
Bilirubin	≤ 40 mg/dL
Triglycerides	≤ 2000 mg/dL
Acid ascobice	≤ 30 mg/dL

## نکات:

۱- لطفاً برای کار با پیمپت، حتماً از پوآر استفاده نمایید و از برخورد با پوست و غشاهای مخاطی جلوگیری نمایید.

۲- مراقبت های مورد نیاز معمول برای کار با محلول های آزمایشگاهی را لحاظ نمایید.

۳- پس از این که سنجش ها صورت پذیرفت درب ویال ها باید پوشانیده و در ۲-۸ °C نگه داری شوند. درب های ویال های محلول را نمی توان بین دو محلول متفاوت و یا بین R1 و R2 استفاده کرد.

۴- محلول هایی با لات نامبر های مختلف را نباید جابجا یا مخلوط کرد. محدوده خطی بودن به نسبت نمونه به محلول بستگی دارد.

## مردان:

۱۹ – ۴۴ mg/dL ۲۰ تا ۵۰ سال

۱۸ – ۵۵ mg/dL ۵۰ سال به بالا

## زنان:

۱۵ – ۴۰ mg/dL ۲۰ تا ۵۰ سال

۲۱ – ۴۳ mg/dL ۵۰ سال به

در ادار ۲۴ ساعته: ۱۳ – ۲۶ g/24h

## کودکان:

۱۱ – ۳۶ mg/dL ۱ تا ۳ سال

۱۵ – ۳۶ mg/dL ۴ تا ۱۳ سال

۱۸ – ۴۵ mg/dL ۱۴ تا ۱۹ سال

\*توصیه می شود که هر آزمایشگاه دامنه مرجع خود را در نظر بگیرد.

## کنترل کیفیت و کالیبراسیون:

جهت کالیبراسیون و کنترل از کنترل و کالیبراتور NOVIN BIO KIT استفاده نمایید.

## پایداری کالیبراسیون:

کاملاً بستگی به ویژگی های اتوانالایزرها دارد. در شرایط مطلوب حداقل ۳۰ روز پایدار می باشد.

## ویژگی های اجرایی:

حد پایین سنجش: 2 mg/dL

حد بالا سنجش: 150 mg/dL

اگر مقدار از این حد بالاتر است، توصیه می شود که نمونه را ۱+۲ با نرمال سالین رقیق کرده، تست را تکرار نمایید و در عدد ۳ ضرب کنید.

## REFERENCES

1. Roch-Ramel F. An enzymic and fluorophotometric method for estimating urea concentrations in nanoliter specimens. Anal Biochem. 1967;21:372-381.
2. Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. 3rd ed. Washington: AACC Press (1990).
3. Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests. 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders Company; 1995:622-624.
4. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Second Edition, Burtis- Ashwood (1994).
5. HU Bergmeyer - Methods of enzymatic analysis, (1987).
6. Kassirer, J.P. New Eng. J. Med. 1971; 285: 385.
7. Falke, H.N. Schubert, G.E. Klin. Wschr. 42 (1965)

n:20

مطالعه دقت:

### Precision With in Run (Repeatability)

mean	29.8	52.7	171
SD	1.61	1.65	1.48
CV%	5.41	3.13	1.27

### Precision Run To Run (Reproducibility)

mean	31.4	52.7	117
SD	1.82	2.04	3.35
CV%	5.79	3.87	2.86